

## MOSTRA PER LA DETERMINACIÓ DE SANG OCULTA EN FEMTA

### Material

1 tub transparent amb bastonet o esp tula al seu interior.

### Instruccions d'ús

1. Col·locar un paper en el lavabo. Extreure el bastonet o la espàtula del tub.

2. Punxar les femtes amb el bastonet descrivint moviments verticals i horitzontals fins que aquest quedi impregnat **(NO és necessària una gran quantitat)**.

3. Col·locar el bastonet o espàtula dins del tub, tancar bé i agitar. |

4. Si la mostra no es pot entregar de seguida, es pot guardar a la nevera refrigerada **(NO CONGELAR)**.

5. Rentar-se bé les mans amb aigua i sabó.

